

表二：衛生巾樣本的其餘測試結果

編號 [1]	背膠剝離強度 (mN) [2]	酸鹼值 [3]
第一組：長度介乎22厘米至25厘米		
GP1-01	300	5.7
GP1-02	409	5.8
GP1-03	279	6.1
GP1-04	371	6.2
GP1-05	365	6.0
GP1-06	175	5.9
GP1-07	425	6.0
GP1-08	392	6.1
GP1-09	408	6.1
GP1-10	270	6.0
GP1-11	371	6.2
GP1-12	341	6.1
第二組：長度介乎26厘米至29厘米		
GP2-01	294	5.9
GP2-02	248	6.2
GP2-03	401	5.9
GP2-04	394	6.0
GP2-05	311	6.0
GP2-06	367	5.7
GP2-07	401	6.1
GP2-08	401	6.2
GP2-09	364	6.0
GP2-10	458	6.1
GP2-11	359	6.1
GP2-12	479	6.2
第三組：長度介乎30厘米至35厘米		
GP3-01	250	5.9
GP3-02	608	5.9
GP3-03	263	6.2
GP3-04	243	6.0
GP3-05	306	6.1
GP3-06	289	6.1
第四組：長度介乎40厘米至43厘米		
GP4-01	585	6.1
GP4-02	359	5.9
GP4-03	422	6.1
GP4-04	253	5.9
GP4-05	262	5.9
GP4-06	348	6.1

註 [1] 每個組別的樣本按總評分（見表一）由高至低列出，相同評分的樣本會按牌子的英文字母由A至Z順序排列。

[2] 根據現行內地標準GB/T 8939-2018，衛生巾的背膠剝離強度應介乎100mN（毫牛頓）至800mN。

[3] 根據現行內地標準GB/T 8939-2018，衛生巾的酸鹼值（pH value）應介乎4.0至9.0。